

シームレスカプセル手動式穴あけ吸引装置 (INT200)

シームレスカプセル固形製剤の品質試験に多大に貢献します。



特長

¥2,000,000~

- ・ 効率的にカプセルに穴をあけ、中の薬剤をロットごとにバイアル瓶に捕集できます。
- ・ カプセルの中の薬剤の吸引量は7~8割程度以上捕集致します。
- ・ カプセルに穴をあけるときの、カプセルに割れはおきません。
- ・ あけた穴と吸引する穴にズレは生じません。
- ・ 1ロットあたり50個を処理できます。
- ・ 各ロットのコンタミはおきません。

構成・仕様

- ヘッド連数 : 2連
- X、Z軸駆動 : ステッピングモータ駆動
- テーブル駆動 : ステッピングモータ駆動
- ポンプ出口ノズル上下駆動 : DCモータ駆動
- 穴あけ
 - ① 回転駆動 : ACインダクションモータ駆動 3W: 2台
 - ② 回転数 : 800rpm
 - ③ 穴あけノズル : ステンレス製 (SUB 304) 1.4G
- 吸引
 - ① 方式 : ペリスタルポンプ方式
 - ② 駆動 : DCモータ駆動
 - ③ ポンプ台数 : 2台
 - ④ 吸引量 : 80~250 μ l/秒
 - ⑤ チューブ : タイゴンとテフロンチューブ ($\Phi 2 \times \Phi 1$)
 - ⑥ 吸引ノズル : ステンレス製 (SUS 304) 17G

販売元



株式会社イントロテック

210-0012 神奈川県川崎市川崎区宮前町 12-14-606

TEL : 044-572-8849 FAX : 044-573-9239

URL : <http://tec-tec.jp>