


ラマン観察セル

Micro-chamber

INT-750


閉鎖系で液中の浮遊細胞・粒子等の観察を可能にしたセル



特長

- 目視、及び光学的な観察が可能
- 測定面厚さが、ガラス 0.15mmのため
正立顕微鏡・倒立顕微鏡観察が可能
- 直接分離・採取した粒子の観察が可能

観察例



倒立顕微鏡観察マウス赤血球（×40 位相差）

構成・仕様

- 両面ガラス板 : 合成石英 $T=0.15\text{ mm}$
- 外形寸法 : $W76 \times D42 \times H6(\text{mm})$
- 測定面寸法 : $\Phi 12(\text{mm})$
- 内容量及び使用可能注射針
内容量 : 約 0.2 ml 21 G 以上
※顕微鏡ステージにセット可能



株式会社イントロテック

210-0012 神奈川県川崎市川崎区宮前町 12-14-606

TEL : 044-572-8849 FAX : 044-573-9239

URL : <http://tec-tec.jp>